

Ficha Técnica

Test Antígeno / Saliva (COVID-19)

Descripción:

El kit de prueba de antígeno Singclean COVID-19 (oro coloidal) es un ensayo inmunocromatográfico en fase sólida para la detección rápida y cualitativa del antígeno del nuevo coronavirus 2019 en la saliva humana.

- No invasivo: más cómodo que el hisopo nasofaríngeo COVID-19
- Seguro: no requerirá que se ponga en riesgo a los trabajadores de la salud. El muestreo puede ser realizado por pacientes.

Componentes:

- Bolsas selladas que contienen cada una un casete de prueba, un desecante
- Toma de muestras de hisopos de algodón (como hisopo de saliva)
- Tampón de extracción de antígeno
- Tubo de extracción de antígeno
- Banco de trabajo de papel (la pequeña caja de prueba se puede utilizar como banco de trabajo)
- Instrucciones de uso

Certificaciones:



Solo 15 minutos



Singclean® IVD